

PHILIPS

Zestaw do stabilizacji
dłoni / nadgarstka

ReCare



PTE7030MA



Zwiększona stabilność podczas użytkowania

Pomoc w uzyskaniu stabilnej i prawidłowej pozycji dłoni

To akcesorium umożliwia pacjentom ze słabszymi dłońmi lub nadgarstkami ćwiczenie górnych partii ciała wymagające silnego chwytu. Dzięki obniżeniu punktów nacisku pacjenci z problemami neurologicznymi, którzy stracili siłę w rękach, mogą korzystać z zalet stepperów ReCare.

Większa dostępność dla pacjentów z problemami neurologicznymi

- Ściśle przylegający fason zapewnia pewne mocowanie dłoni do uchwytu

Zalety

Owijka na rękę



Wyścielana owijka umożliwia wygodne przymocowanie dłoni rzepem. Doskonale pasuje do dłoni i pomaga utrzymać dłoń w prawidłowej pozycji.

Dane techniczne

Zestaw akcesoriów

zestaw: 1

Regulacja

-: Paski na rzepy

Materiał

-: Guma z pianki neoprenowej

Rozwiązania do fizjoterapii

Typy: ReCare

