

# PHILIPS

Conjunto de estabilização  
de mão/punho

ReCare



PTE7030MA



## Maior estabilidade para os utilizadores

Ajuda a obter uma posição estável e correta da mão

Este acessório permite que os pacientes com mãos ou pulsos mais sensíveis consigam melhorar a condição da parte superior do superior do corpo agarrando-se com firmeza. Com a redução dos pontos de tensão, os pacientes neurológicos com pouca força nas mãos podem desfrutar das vantagens dos steppers ReCare.

### **Maior acessibilidade para pacientes neurológicos**

- A adaptação semelhante a uma luva ajuda a fixar a mão na pega

## Destques

### Proteção para as mãos



Almofadada para um maior conforto, a proteção para as mãos com fecho aderente. Adapta-se como uma luva e ajuda a manter as mãos na posição correta.

## Especificações

### Conjunto de acessórios

conjunto: 1

### Ajuste

-: Tiras aderentes

### Material do produto

-: Espuma de borracha em neopreno

