

# PHILIPS

Комплект для стабилизации  
кисти/запястья

ReCare



PTE7030MA



## Дополнительная стабильность

Помощь в достижении стабильного положения тела и рук

Этот аксессуар обеспечивает помощь с хватом и позволяет пациентам со слабыми руками или запястьями привести верхнюю часть тела в тонус. Меньшее количество точек давления позволяет пациентам неврологических отделений со слабым хватом полноценно использовать степперы ReCare.

[Доступ к упражнениям для людей с неврологическими заболеваниями](#)

- Комфортная форма обеспечивает более стабильный хват

## Особенности

### Стабилизаторы для руки



Мягие стабилизаторы обеспечивают стабильное положение рук благодаря застежке-липучке. Они повторяют форму запястья и помогают поддерживать правильное расположение рук.

## Характеристики

**Комплект аксессуаров**  
комплект: 1

**Регулировка**  
-: Застежки-липучки

**Материал изделия**  
-: Неопреновая пористая резина

