

PHILIPS

Hand-/handedsstabiliseringspaket

ReCare



PTE7030MA



Ökad stabilitet för användare

Hjälp för att få stabil och korrekt handposition

Detta tillbehör gör det möjligt för patienter med minskad greppstyrka att träna överkroppen med ett stadigt grepp. Genom att tryckpunkterna blir färre kan patienter med neurologiska sjukdomstillstånd och svag greppstyrka dra nytta av ReCare-stegmaskinen.

Mer lättillgänglig för patienter med neurologiska sjukdomar

- Handskliknande passform säkrar handen till handtaget

Funktioner

Handstöd



Handstödet är vadderat för komfort och ser till att händerna sitter säkert med kardborrfäste. Den har en handskliknande passform och hjälper till att hålla händerna i rätt position.

Specifikationer

Tillbehörspaket

paket: 1

Justering

-: Kardborrfäste

Produktmaterial

-: Neoprenskumgummi

