

PHILIPS

El / bilek dengeleme
seti

ReCare



PTE7030MA



Kullanıcılar için ekstra denge

El pozisyonunun dengeli ve doğru olmasına yardımcı olur

Bu aksesuar, eli veya bileği zayıf olan hastaların, sıkı bir şekilde tutunarak üst vücut kondisyonu kazanmalarını sağlar. Basınç noktalarındaki azalma sayesinde elleri zayıf olan nörolojik hastalar, ReCare stepper'ların avantajlarından yararlanabilir.

Nörolojik hastalar için daha fazla erişilebilirlik

- Eldiven benzeri yapı, eli tutma yerinde sabitler

Özellikler

El sargısı



Rahatlık için dolgulu olan el sargısı, elleri cırt cırtlı tutturucu ile sabitler. Eldiven gibi oturur ve elleri doğru konumda tutmaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Aksesuar seti

set: 1

Ayar

-: Cırt cırtlı bantlar

Ürün malzemesi

-: Neopren sünger

