

PHILIPS


Cuchilla
reemplazable

OneBlade

Recorta, modela y afeita

1 cuchilla de repuesto

Se ajusta a todos los mangos
OneBlade



QP210/50



Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

Diseñada para cortar el vello, no piel

Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Afeitada cómoda

- Tecnología OneBlade exclusiva

Fácil de usar

- OneBlade resistente

Destacados

Tecnología OneBlade exclusiva



Philips OneBlade tiene una tecnología revolucionaria diseñada para modelar y perfilar el vello facial y corporal. Podrás recortar, perfilar y afeitar vello de cualquier longitud. Su sistema de protección doble, un revestimiento deslizante con puntas redondeadas, facilita el afeitado y hace que sea más cómodo. Su tecnología de afeitado

tiene un cortador de movimiento rápido (200 veces por segundo), por lo que es eficiente incluso en vellos más largos.

OneBlade resistente



Las cuchillas están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero. Para obtener un rendimiento óptimo, solo debes reemplazar las cuchillas cada 4 meses*. El proceso de reemplazo es rápido y sencillo.

Especificaciones

Recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento del contorno, Sistema de protección doble

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento del contorno

Servicio

Cabezal de recambio QP210, QP220: Sustituir cada 4 meses*

Cuchilla OneBlade de repuesto

Cuchillas de repuesto por paquete: 1
Apto para el tipo de producto: OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

