

# PHILIPS


Cuchilla  
reemplazable

OneBlade

Recorta, modela y afeita

1 cuchilla de repuesto

Se ajusta a todos los mangos  
OneBlade



QP210/50



## Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

### Diseñada para cortar el vello, no piel

Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

#### **Afeitada cómoda**

- Tecnología OneBlade exclusiva

#### **Fácil de usar**

- OneBlade resistente

## Destacados

### Tecnología OneBlade exclusiva



Philips OneBlade tiene una nueva tecnología revolucionaria diseñada para modelar y perfilar el vello facial y corporal. Podrás recortar, perfilar y afeitar vello de cualquier longitud. Su sistema de protección doble, un revestimiento deslizante con puntas redondeadas, facilita el afeitado y hace que sea más cómodo. Su tecnología de afeitado

tiene un cortador de movimiento rápido (200 veces por segundo), por lo que es eficiente incluso en vellos más largos.

### OneBlade resistente



Las cuchillas están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero. Para obtener un rendimiento óptimo, solo debes reemplazar las cuchillas cada 4 meses\*. El proceso de reemplazo es rápido y sencillo.

## Especificaciones

### Recorte y afeitado

**Sistema de afeitado:** Tecnología de seguimiento del contorno, Sistema de protección doble

**Sistema de recorte:** Tecnología de seguimiento del contorno

### Servicio

**Cabezal de recambio QP210, QP220:** Sustituir cada 4 meses\*

### Cuchilla OneBlade de repuesto

**Cuchillas de repuesto por paquete:** 1  
**Apto para el tipo de producto:** OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

