

PHILIPS


Yedek bıçak

OneBlade

Düzeltilin, şekillendirin, tıraş edin

1 yedek bıçak

Tüm OneBlade gövdelerine uyum sağlar



QP210/50



Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.

Rahat tıraş

- Benzersiz OneBlade teknolojisi

Kullanım kolaylığı

- Her bir yedek bıçak 4 ay dayanır

Özellikler

Benzersiz OneBlade teknolojisi



Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.

Dayanıklı OneBlade



Optimum performans için yalnızca 4 ayda bir* değiştirmeniz gereken dayanıklı Philips OneBlade.

Teknik Özellikler

Düzeltilme ve tıraş performansı

Tıraş sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji, Çift koruma sistemi

Düzeltilme sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

Servis

Yedek başlık QP210, QP220: 4 ayda bir değiştirin*

OneBlade yedek bıçak

Paket başına yedek bıçak: 1

Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:

OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

