

PHILIPS


Замінне лезо

OneBlade

Підстригання, підрівнювання,
гоління

1 замінне лезо

Підходить для усіх ручок OneBlade



QP210/50



Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Philips OneBlade – це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе.

Комфортне гоління

- Унікальна технологія OneBlade

Легкість у використанні

- Надійність OneBlade

Основні особливості

Унікальна технологія OneBlade



Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує

гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Надійність OneBlade



Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності заміняйте леза кожні 4 місяці*. Замінити – легко.

Специфікації

Ефективність підстригання та гоління

Система гоління: Технологія повторення контурів, Подвійна система захисту

Система підстригання: Технологія повторення контурів

Обслуговування

Замінна головка QP210, QP220: Заміняйте кожні 4 місяці*

Замінне лезо OneBlade

Кількість замінних лез в упаковці: 1

Підходить для типу виробу: OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

