

PHILIPS


Cuchilla
reemplazable

OneBlade

Recorta, modela y afeita

1 cuchilla de recambio

Para todos los mangos
OneBlade



QP210



Recorta, modela y afeita cualquier longitud de pelo

Diseñado para cortar pelo, no piel

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que recorta, modela, afeita y crea líneas y bordes precisos. Olvidate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Afeitado cómodo

- Exclusiva tecnología OneBlade

Fácil de usar

- OneBlade duradero

Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade



Philips OneBlade tiene una nueva tecnología revolucionaria diseñada para modelar y perfilar el vello facial y corporal. Puede recortar, perfilar y afeitar vello de cualquier longitud. Su sistema de protección doble, un revestimiento deslizante con puntas redondeadas, facilita el afeitado y hace que sea más cómodo. Su tecnología de afeitado

tiene un cortador de movimiento rápido (200 veces por segundo), por lo que es eficiente incluso en vellos más largos.

OneBlade duradero



Las cuchillas están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero. Para obtener un rendimiento óptimo, solo tenés que sustituir las cuchillas cada 4 meses*. La sustitución es rápida y sencilla.

Especificaciones

Excelente recorte y afeitada

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de protección dual

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos

Servicio

Cabezal de recambio QP210, QP220: Sustituir cada 4 meses*

Cuchillas extraíbles OneBlade

Cuchillas extraíbles por paquete: 1

Apto para el tipo de producto: OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

