

PHILIPS


Lâmina substituível

OneBlade

Barbear, aparar e contornar

1 lâmina substituível

Adequada para todos os cabos
OneBlade



QP210



Barbeie, apare e cont. qualq. comp. pelo

Feito para cortar o pelo, não a pele

O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar, barbear e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.

Barbear confortável

- Tecnologia OneBlade exclusiva

Fácil de usar

- Cada lâmina substituível dura 4 meses

Destques

Tecnologia OneBlade exclusiva



O Philips OneBlade tem uma nova e revolucionária tecnologia projetada para modelar a barba e aparar os pelos do corpo. Ele pode aparar, contornar e depilar qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de

movimentação rápida (200 vezes por segundo), portanto, ele é eficiente, mesmo em pelos mais longos.

Durabilidade OneBlade



O Philips OneBlade é durável e você só precisa substituir a cada 4 meses para obter o melhor desempenho.

Sistema de aparar/barbear de alto desempenho

Sistema de aparar pelos: Tecnologia ajustável aos contornos, Sistema de dupla proteção

Sistema aparador: Tecnologia ajustável aos contornos

Serviço

Cabeça de substituição QP210, QP220: Substitua a cada 4 meses*

Lâmina substituível OneBlade

Lâminas substituíveis por embalagem: 1
Próprio para o tipo de produto: OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

