

PHILIPS

Ersatzklinge


OneBlade

Trimmen, Stylen, Rasieren

2 Ersatzklingen

Passt auf alle OneBlade
Handstücke

Jede Klinge hält bis zu
4 Monate*



QP220/50



Trimmen, Stylen und Rasieren für jede Haarlänge Schneidet nur Haare, nicht die Haut

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bart-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.

Angenehme Rasur

- Einzigartige OneBlade-Technologie

Einfache Bedienung

- Langlebige OneBlade Klinge

Besonderheiten

Einzigartige OneBlade-Technologie



Der Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre neue Technologie, die für das Gesichtsstyling sowie die Körperrasur entwickelt wurde. Er kann Haare jeder Länge trimmen, rasieren und stylen. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Zugleich

verfügt der OneBlade über ein schnelles Schermesser (200 Mal pro Sekunde), das selbst bei längeren Haaren Effizienz verspricht.

Langlebige OneBlade Klinge



Die Klingen sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

Daten

Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

Rasiersystem: Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem
Bartschneidesystem: Technologie zur Konturenanpassung

OneBlade Ersatzklinge

Ersatzklingen pro Packung: 2

Funktioniert mit folgenden Produkten:

OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx),
 OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

