


Ersatzklinge

- Trimmen, Stylen, Rasieren
- 2 Ersatzklingen
- Passt auf alle OneBlade Handstücke
- Jede Klinge hält bis zu 4 Monate*

QP220/50



Trimmen, Stylen und Rasieren für jede Haarlänge

Schneidet nur Haare, nicht die Haut

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bart-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.

Produktübersicht

Angenehme Rasur

- Einzigartige OneBlade-Technologie

Einfache Bedienung

- Langlebige OneBlade Klinge

PHILIPS

OneBlade

Besonderheiten

Einzigartige OneBlade-Technologie



Der Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre neue Technologie, die für das Gesichtsstyling sowie die Körperrasur entwickelt wurde. Er kann Haare jeder Länge trimmen, rasieren und stylen. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Zugleich verfügt der OneBlade über ein schnelles

Schermesser (200 Mal pro Sekunde), das selbst bei längeren Haaren Effizienz verspricht.

Langlebige OneBlade Klinge



Die Klingen sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

Rasiersystem	Technologie zur Konturenanpassung Zweifach-Schutzsystem
Bartschneidesystem	Technologie zur Konturenanpassung

OneBlade Ersatzklinge

Ersatzklingen pro Packung	2
Funktioniert mit folgenden Produkten	OneBlade (QP25xx) OneBlade (QP26xx) OneBlade Pro (QP65xx) OneBlade Pro (QP66xx)

Verpackungsmaße

Höhe	11.00 cm
Breite	10.00 cm
Tiefe	2.20 cm
Nettogewicht	0.01 kg

Bruttogewicht	0.03 kg
EAN	08710103751038
Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Ursprungsland	NL
Harmonisierter Systemcode	851090

Außenkarton

Länge	10.90 cm
Breite	10.40 cm
Höhe	12.20 cm
Bruttogewicht	0.15 kg
EAN	18710103751035
Anzahl der Verbraucherverpackungen	4

* Jede Klinge hält bis zu 4 Monate – Für eine optimale Rasur. Basierend auf 2 kompletten Rasuren pro Woche. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.



Ausstellungsdatum
2019, Mai 28

Version: 9.1.1
EAN: 08710103751038

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com