

# PHILIPS

## Ersatzklinge


## OneBlade

Trimmen, Stylen, Rasieren

3 Ersatzklingen

Passt auf alle OneBlade  
Handstücke

Jede Klinge hält bis zu  
4 Monate\*



QP230/50



## Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge Schneidet nur Haare, nicht die Haut

Philips OneBlade ist ein revolutionärer neuer Bart-Styler, der Haare jeder Länge trimmen, rasieren und auf saubere Kanten stylen kann. Nie wieder mehrere Geräte und Arbeitsschritte – mit OneBlade ist alles möglich.

### **Mehr Komfort bei jeder Anwendung**

- Einzigartige OneBlade-Technologie

### **Einfache Bedienung**

- Langlebige OneBlade Klinge

# Besonderheiten

## Einzigartige OneBlade-Technologie



Der Philips OneBlade verfügt über eine revolutionäre Technologie, die für das Trimmen, Stylen und Rasieren von Gesicht und Körper entwickelt wurde. Er kann Haare jeder Länge trimmen, stylen und rasieren. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – sorgt für eine einfachere und angenehmere Rasur. Zugleich verfügt der OneBlade über ein

schnelles Schermesser (schneidet 200 Mal pro Sekunde), das selbst bei längeren Haaren Effizienz verspricht.

## Langlebige OneBlade Klinge



Die Klingen sind speziell auf eine lang anhaltende Leistung ausgelegt. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen Sie jede Klinge nur alle 4 Monate\* austauschen. Der Austausch geht einfach und mühelos.

# Daten

## Leistungsstarkes Trimmen und Rasieren

**Schersystem:** Technologie zur Konturenanpassung, Zweifach-Schutzsystem  
**Bartschneidesystem:** Technologie zur Konturenanpassung

## OneBlade Ersatzklinge

Ersatzklingen pro Packung: 3

**Eignet sich für Produkttyp:** OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

