

PHILIPS

Kit para el cuerpo



OneBlade

1 cuchilla para el cuerpo

Para todos los mangos
OneBlade

Cuchilla que dura hasta 4
meses*

1 peine-guía para el cuerpo



QP610/50



Recorta, perfila y afeita cualquier longitud Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Philips OneBlade Cara + Cuerpo recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Este conjunto de sustitución incluye una hoja para la cara, otra para el cuerpo con un protector para la piel de montaje sencillo y un peine-guía para el cuerpo. Ya no tendrás que utilizar varios productos, OneBlade se encarga de todo.

Cómodo afeitado

- Exclusiva tecnología OneBlade
- Protege contra rasguños en las zonas sensibles

Recorte uniforme

- Recorta fácilmente en cualquier dirección

Fácil de usar

- Cada cuchilla de recambio dura 4 meses

Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade



Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para arreglar el vello facial y afeitarse el vello corporal. Puede recortar, definir y afeitarse cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de cuchillas rápidas (200x por segundo) realmente eficaz, incluso con el vello más largo.

OneBlade duradero




Philips OneBlade duradera que solo necesitas sustituir cada 4 meses* para un rendimiento óptimo.

Protege



Coloca el protector para la piel para obtener una capa adicional de protección en las áreas sensibles.

Peine-guía para el cuerpo de fácil montaje



Solo tienes que colocar el peine-guía para el cuerpo de 3 mm para recortar en cualquier dirección.

Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de protección dual

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos

Accesorios

Peine-guía: Protector para la piel de montaje sencillo, Peine-guía para el cuerpo de fácil montaje

Cuchillas de recambio OneBlade

Cuchillas extraíbles por paquete: 1

Apta para los modelos de producto:

OneBlade (QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

