

# PHILIPS

## WALITA

Liquidificador

Viva Collection

700W

ProBlend 6

Copo de 2,4 litros

RI2134/91



## Potente tecnologia ProBlend de 6 lâminas

Ação tripla de 6 lâminas, motor de 700 watts e frasco

O liquidificador Viva Collection conta com motor de 700 W, jarra de 2 litros e a tecnologia ProBlend de 6 lâminas, combinados para criar o resultados perfeitos no preparo de vitaminas e outros receitas. Bata até os ingredientes mais duros com incrível facilidade!

### Excelente desempenho na mistura de alimentos

- Motor potente de 700 W
- Tecnologia ProBlend 6 para mistura mais fina
- Copo de 2,4 litros
- 5 velocidades para ingredientes duros ou delicados

### Fácil de usar

- Botão moldado fácil de usar
- Função Pulsar para misturar
- Indicador de medida e cabo fáceis de usar

### Fácil de usar

- Seguro para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas

### Qualidade garantida

- Dois anos de garantia

# Destaques

## Motor de 700 W



Motor potente de 700 W para misturar com facilidade

## Tecnologia ProBlend 6



Tecnologia ProBlend 6 para processar e misturar com eficácia

## Copo de 2,4 litros

Copo de 2,4 litros para ingestão diária de nutrientes

## 5 velocidades


Processe alimentos em 5 velocidades diferentes e vários níveis de ajustes.

## Função Pulsar para misturar



Você pode usar o modo "Pulse" para controlar com praticidade o nível e o tempo de processamento.

## Botão moldado



Botão moldado fácil de usar e com melhor controle de velocidade.

## Indicador de nível de água



Indicador de medida e cabo fáceis de usar e servir

## Próprio para lava-louças



Todas as peças são próprias para lava-louças, exceto a unidade principal e o conjunto de lâminas.

## Dois anos de garantia



Com dois anos de garantia mundial.

# Especificações

## **País de origem**

Feito na: China

## **Especificações gerais**

Número de ajustes de velocidade: 5

Recursos do produto: Próprio para lava-louças, Armazenamento do cabo integrado, Velocidade variável

## **Serviço**

Garantia internacional de dois anos

## **Especificações técnicas**

Capacidade da jarra: (máx.) 2,4 E

Lig/Desl: 1.400 W

Voltagem: 110V volt

## **Acabamento**

Recipiente para polpa: SAN

Material da carcaça principal: Metal

