

Philips
Thermomètre pour
aliments



SBCSC201

Pour que le repas de bébé soit toujours à la bonne température !

Thermomètre numérique pour vérifier la température du repas de bébé en toute sécurité. Mesure rapide et fiable pour éviter tout risque de brûlure.

Système de mesure fiable et pratique

- Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes

Des repas prêts en un tour de main

- Pour tous types de biberons (ovale, rond et à col large)

Système de stérilisation fiable et rapide

- Stérilisable après avoir enlevé la partie électronique

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités

- Coupure auto. de l'alimentation
- Indicateur « prêt »

Accessoires

- Accessoires fournis: Pile
- Manuel d'utilisation

Alimentation

- Type de pile: LR41

- Nombre de piles: 2
- Autonomie sur piles: 600 h
- Remplaçable

Spécifications techniques

- Humidité: Étanche jusqu'à 1,5 m
- Température de fonctionnement: 32-45 °C °C
- Précision: +/-0,2 °C
- Durée de mesure: 10 s

Points forts du produit

Mesure rapide

Le thermomètre numérique vous permet de mesurer rapidement la température du repas de votre enfant. Vous n'avez plus à vous demander si vous devez réchauffer les biberons ou les pots. Il est aussi très pratique pour vérifier que le repas ne refroidit pas trop vite.

Pour tous types de biberons/pots

Ce produit est conçu pour tous types de biberons et de petits pots, quelle que soit leur forme.

Comp. électro. amovibles

Tétine thermomètre stérilisable après avoir enlevé la partie électronique. Vous pouvez ainsi stériliser en toute sécurité les éléments en contact avec votre bébé.



Date de publication
2006-07-07

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 01767
EAN: 87 10895 76082 9

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

www.philips.com