


STERILISATEUR SBC SC 225/86

- Stérilise complètement grâce à un système qui permet de détruire les bactéries nocives sans produit chimique.
- Jusqu'à neuf biberons + tétines (selon leurs tailles). Capacité élevée ce qui permet de ne faire qu'une stérilisation par jour.
- Un cycle de stérilisation rapide et efficace sans rinçage.
- Pas d'arrière-goût, ni d'odeur.
- Simple à nettoyer grâce aux éléments amovibles qui se lavent vite et facilement.
- Couvercle transparent.



Caractéristiques

■ UEV
■ EAN

2
87 10101 649160



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

INFORMATIONS PRODUIT

Alimentation	: 220-240 volts AC
Puissance	: 350 Watt
Temps de stérilisation	: +/- 24 minutes pour 100% de désinfection (plus de 95° pendant 3,5 minutes)
quantité de biberons	: 1 - 9 pièces
plateau de séparation des tétines	: oui
Témoin de marche	: oui
Témoin de fin de stérilisation	: oui
Protection de surchauffe	: oui
Enrouleur de câble	: oui
Agrément	: conforme aux normes de sécurité européennes
EAN	: 87 10101 649160

INFORMATIONS EMBALLAGE

Type	: Boîte cartonnée fermée
Poids	: 2,1 kg
Matériau	: 90% carton recyclé
Dimensions	: 313 x 282 x 217 mm
UEV	: 2
Pays d'origine	: Allemagne

Importance de la stérilisation

Il est primordial de stériliser les biberons, les tétines et les anneaux pour détruire les germes et les bactéries qui menacent la santé du bébé. Certains germes et bactéries peuvent résister si l'on effectue des cycles de stérilisation trop rapides. Pour assurer une désinfection complète, l'eau du stérilisateur doit être chauffée à plus de 95°, et la température interne ambiante doit être maintenue à ce niveau pendant au moins trois minutes.

