



Dispositivo per la cura del viso

- Tecnologia DualMotion personalizzata
- Sensibile, massaggio, occhi riposati
- 3 testine, astuccio, porta testine
- 2 impostazioni velocità

SC5363/10

Dona una pelle morbida, rivitalizzata e rigenerata

Ideale per pelli sensibili, facilmente irritabili

Regalati un dispositivo per la cura del viso a 3 fasi con un programma personalizzato di pulizia e cura, ideale per soddisfare le esigenze delle pelli sensibili. La pulizia delicata è studiata per ammorbidire e lenire la pelle, mentre il massaggio rilassante e tonificante è dedicato al viso e agli occhi per una sensazione rivitalizzante e rinfrescante.

Vantaggi

PHILIPS

Ideata per pelli sensibili

- Sviluppato in collaborazione con dermatologi
- Pass. 1: delicata pulizia della pelle
- Pass. 2: massaggio rivitalizzante
- Pass. 3: occhi riposati

Pulizia profonda e delicata

- Testina intelligente per pelli sensibili con tag NFC
- Tecnologia DualMotion personalizzata, riconoscimento intelligente testine
- Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

Caratteristiche

Sviluppato in collaborazione con dermatologi


Dottori e dermatologi asiatici e europei hanno contribuito alla fase di sviluppo di questa spazzola intelligente che tiene conto delle esigenze di una pelle sensibile e facilmente irritabile.

Pass. 1: delicata pulizia della pelle



VisaPure Advanced, con la sua spazzola intelligente e delicata, pulisce la pelle in modo gentile, lasciandola morbida e radiosa. Le 32.000 setole ultrasottili sono progettate per offrire una pulizia estremamente delicata. Grazie al tag NFC integrato nella spazzola, puoi programmare livelli inferiori di rotazioni, vibrazioni e durata in base alla sensibilità della tua pelle. Regalati i vantaggi di una testina personalizzata che si adatta alle tue esigenze, con livelli di intensità giusti per la tua pelle.

Pass. 2: massaggio rivitalizzante



La testina per il massaggio rivitalizzante garantisce un massaggio rilassante e rivitalizzante. In tal modo rilassa i muscoli facciali, donando un'esperienza rigenerante. Ti regala la sensazione di 750 tocchi delicati che massaggiano la pelle. Oltre agli effetti rilassanti, un massaggio offre un'ampia gamma di vantaggi alla pelle. Stimola la circolazione, che porta ossigeno e sostanze nutritive all'epidermide per miglioramenti significativi, e conferisce una tonalità radiosa alla pelle sensibile.

Pass. 3: occhi riposati



Il programma DualMotion per occhi riposati offre 120 nanovibrazioni al secondo ed è appositamente progettato per esercitare un'azione gentile e rivitalizzante sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi. Il programma per occhi riposati dura solo 20 secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella routine quotidiana del mattino!

Massaggio rivitalizzante

- Regala la sensazione di 750 tocchi delicati di dita al minuto
- Sviluppato con esperti in massaggio giapponese

Occhi riposati

- Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo
- Rinfresca gli occhi stanchi al mattino

Programma intelligente per pelli sensibili



La testina intelligente per pelli sensibili include un tag NFC. Ciò consente alla spazzola di includere un programma specifico per pelli sensibili, con una velocità di rotazione più bassa del 10%, vibrazioni inferiori del 25% e una durata il 20% più breve, per un trattamento ancora più delicato. Grazie alle impostazioni di pulizia specifiche per la zona a U e a T, potrai contare sulla routine di pulizia ideale per la tua pelle sensibile. Il risultato? Una pulizia più accurata rispetto a quella eseguita con le mani, ma ugualmente delicata. Regalati i vantaggi di una testina personalizzata che si adatta alle tue esigenze con livelli di intensità giusti per pelli sensibili e fragili.

DualMotion personalizzato



VisaPure Advanced è dotato di tecnologia DualMotion personalizzata. Ogni testina che viene fornita con VisaPure avrà livelli specifici di rotazione e vibrazione. Sia l'impugnatura, sia le testine sono dotate di un innovativo tag NFC che consente il riconoscimento avanzato delle testine. Questo significa che, una volta inserita, l'impugnatura riconosce immediatamente la specifica testina. In questo modo, con la tecnologia DualMotion personalizzata, si possono utilizzare programmi specifici in base ai vantaggi che si vogliono ottenere sulla pelle.


Migliora l'assorbimento delle creme



La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, vengono assorbiti meglio dalla pelle.

VisaPure Advanced

Rilassa i muscoli



Grazie al design elegante e funzionale della testina, con le sue cinque piccole sfere, regala la sensazione di 750 tocchi delicati al minuto. Il programma per il massaggio rivitalizzante dura 3 minuti e può essere eseguito più volte in una settimana.

Sviluppato con esperti massaggiatori



La testina per il massaggio rivitalizzante è stata sviluppata in collaborazione con esperti di massaggio giapponese del viso. Il programma dedicato DualMotion è

ispirato a tecniche di massaggio note in tutto il mondo. La tecnica di massaggio nota come Petrissage offre un massaggio profondo che stimola la circolazione sanguigna e rilassa i muscoli, lasciando la pelle luminosa e rivitalizzata.

120 nano-vibrazioni al secondo



Il programma DualMotion personalizzato per occhi riposati offre 120 micro-pulsazioni al secondo ed è progettato appositamente per esercitare un'azione gentile e rivitalizzante sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi. Il programma per occhi riposati dura solo 30 secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella routine quotidiana del mattino!

Rinfresca gli occhi stanchi in 30 sec

La testina per occhi riposati è realizzata con uno speciale materiale rinfrescante e un rivestimento in ceramica di qualità elevata, che al mattino dona freschezza agli occhi stanchi.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Vantaggi

| | |
|--------------------------|--|
| Pulizia della pelle | Setole delicate e programma di pulizia personalizzato per pelli sensibili, con livelli di rotazione, vibrazione e durata inferiori per una delicatezza ancora maggiore sulla pelle sensibile |
| Delicato | Delicato sulla pelle come le tue mani |
| Assorbimento | Migliora l'assorbimento del tuo prodotto per la protezione della pelle |
| Massaggio rivitalizzante | Sarà come essere massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al minuto |
| Microcircolazione | Migliora la microcircolazione per una pelle più luminosa |
| Occhi riposati | Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo |

Zone di applicazione

| | |
|--------------|---|
| Viso e collo | Guance Petto Mento Fronte Collo Naso |
|--------------|---|

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------|----|
| DualMotion personalizzato | Si |
|---------------------------|----|

Elegante palette porta testine

| | |
|--------------------------------------|--|
| Conservazione e asciugatura igienica | Migliore conservazione e asciugatura delle testine |
|--------------------------------------|--|

Facilità d'uso

| | |
|---|--|
| Impermeabile | Possono essere utilizzate nella doccia |
| Indicatore di stato della batteria | L'icona indica la durata delle batterie |
| Migliora la tua dermocosmesi quotidiana | Può essere utilizzato insieme a creme applicate sulla zona |
| Testine facili da pulire | Pulire con acqua e sapone |
| Indicatori LED | Impostazione dell'intensità, batteria scarica |

Accessori inclusi

| | |
|-----------------------|--|
| Testine | Spazzola intelligente per pelle sensibili |
| Base | Supporto di posizionamento e ricarica |
| Palette porta testine | Si |
| Custodia da viaggio | Si |
| Alimentatore | Alimentatore da 100-240 V |
| Testine incluse | Occhi riposati Massaggio rivitalizzante |

Assorbimento

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Voltaggio | 100-240 V |
| Sistema di alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Tempo di carica | 6 ore |

Servizio

| | |
|----------|-----------------------------|
| Garanzia | Garanzia limitata di 2 anni |
|----------|-----------------------------|

Dimensioni dell'imballo

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Altezza | 17,50 cm |
| Larghezza | 24,10 cm |
| Profondità | 6,90 cm |
| Peso netto | 0,34 Kg |
| Peso lordo | 0,56 Kg |
| EAN | 08710103795483 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Paese di origine | HU |
| Codice del sistema armonizzato | 901910 |

Scatola esterna

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lunghezza | 14,50 cm |
| Larghezza | 25,00 cm |
| Altezza | 18,90 cm |
| Peso lordo | 1,23 Kg |
| EAN | 18710103795480 |
| Numero di confezioni consumatori | 2 |



Dati soggetti a modifiche
2018, Ottobre 19

Version: 1.1.1
EAN: 08710103795483

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com