



www.philips.com/AVENT

1.800.54.AVENT

IN US MANUFACTURED FOR / EN EE.UU. FABRICADO PARA /
AUX ÉTATS-UNIS FABRIQUÉ POUR : PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE,
A DIVISION OF PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION.
1600 SUMMER STREET, 5 FL., STAMFORD, CT 06905-5125

IN CANADA IMPORTED FOR / EN CANADÁ IMPORTADO PARA /
AU CANADA IMPORTÉ POUR : PHILIPS ELECTRONICS LTD,
281 HILLMOUNT ROAD, MARKHAM, ON L6C2S3

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

EN: Trademarks owned by the Philips Group.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.

ES: Las marcas son propiedad del Philips Group.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los Derechos Reservados.

FR : Les marques de commerce sont la propriété du Groupe Philips.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés

42133 5445 050 #2



SCD148/60



AVENT

UrbanBag

One bag – two looks

Dos diseños en
una sola bolsa

Deux sacs en un



PHILIPS

AVENT UrbanBag



EN Choice of two zip-on flaps offers two looks in one

Wide adjustable shoulder strap for optimum carrying comfort.

Spacious, easy access interior and easy-close magnetic fastening.

3M Thinsulate™ pocket keeps two AVENT bottles of pre-boiled hot water warm or cold ready-mixed formula/breast milk cool for several hours.

Detachable pocket for personal items.

Lightweight wipe-clean microfibre.

Contents Bag, Baby Changing Mat, Laundry Bag, Personal Items Pocket

ES Dos solapas con cierre ofrecen dos diseños en una sola bolsa

Tirante ancho ajustable para mayor comodidad.

Interior de fácil acceso y gran capacidad. Cierre magnético.


Bolsillo de 3M Thinsulate™ mantiene dos biberones AVENT de agua ya hervida calientes o de preparado/leche materna enfriados durante varias horas.

Bolsillo desmontable para sus artículos personales.

Microfibra ligera y fácil de limpiar.

Contenido Bolsa, Almohadilla para cambiar pañales, Bolsa para la ropa sucia, Bolsillo para sus artículos personales





FR Choix de deux modèles de rabats à zip pour donner deux sacs en un

Bandoulière ajustable bien large pour plus de confort.

Intérieur spacieux et facile d'accès avec sa fermeture aimantée.

Poche isotherme en Thinsulate™ 3M pour conserver deux biberons AVENT d'eau chaude prébouillie ou de préparation/lait maternisé au frais pendant plusieurs heures.

Pochette amovible pour effets personnels.

En microfibre légère, vite nettoyée.

Contenu Sac, Matelas à langer, Pochette à linge, Pochette personnelle

