

# PHILIPS

## AVENT

新安怡便携保温袋

颜色随机



SCD150/11



## 随时随地哺喂宝宝

可装放新安怡奶瓶、VIA 储存杯和魔术杯

时尚的 ThermaTote 可装放 2 个飞利浦新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳储存杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带的优点。

### 兼容所有飞利浦新安怡系列产品

- 可装放新安怡奶瓶、VIA 母乳存储杯和魔术杯

### 出行时带来便利性

- 宽式可调背带
- 确保奶瓶保温或保冷
- 精美、纤巧的多功能设计

## 产品亮点

### 确保奶瓶保温或保冷



可冷藏母乳/配方奶或保温预先煮开的水长达 4 小时。

### 背式背带可调

飞利浦新安怡都市丽人包具有宽式可调背带，背着非常舒服。

### 可装放新安怡奶瓶、VIA 母乳存储杯和魔术杯



可装放新安怡奶瓶、VIA 母乳存储杯和魔术杯

### 精美、纤巧的多功能设计



日间带宝宝外出或户外活动的理想选择。

## 规格

### 原产地

中国

### 包装内物品

ThermaTote: 1 件

### 便利性

**旅行便携型:** 可容放新安怡奶瓶和 VIA 储存杯, 可容放新安怡魔术杯, 保温或冷藏可达 4 小时  
**操作简易:** 设计精巧, 轻盈

### 发育阶段

阶段: 6 至 12 个月, 0 至 6 个月

### 设计

颜色: 具有多种颜色

### 材料

氯丁橡胶

### 最大舒适感

背式背带可调

