



Philips Avent
Bolso térmico de
neopreno Avent

Roja



SCD150/50

Alimentación fuera de casa

Diseñado para usar con biberones y vasos VIA y Magic

El estético portabiberones térmico ThermoTote tiene capacidad para dos biberones Philips Avent, dos vasos Magic o cuatro vasos VIA. Su doble capa de aislamiento conserva la leche fría o agua caliente durante cuatro horas. Es liviano, pequeño y práctico para viajar.

Compatible con la gama completa de Philips Avent

- Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic

Comodidad en todo lugar

- Correa ancha para hombros regulable
- Mantiene los biberones calientes o fríos
- Diseño elegante, delgado y versátil

PHILIPS
AVENT

Bolso térmico de neopreno Avent
Roja

Especificaciones

País de origen

- China: Y

Contenido

- ThermaTote: 1 piezas

Comodidad

- Comodidad para viajar: Para biberones Avent y VIA, Para vasos Magic Avent, Mantiene la temperatura durante 4 horas
- Fácil de usar: Compacta, Livianos

Etapas de desarrollo

- Etapas: 6 a 12 meses, 0 a 6 meses

Diseño

- Color: Roja

Material

- Neopreno: Y

Comodidad máxima

- Correa para hombros regulable: Y

SCD150/50

Destacados

Mantiene los biberones calientes o fríos



Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Correa para hombros regulable

El bolso Urban AVANT de Philips tiene una correa ancha para hombros regulable para la máxima comodidad al cargar cosas

Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic



Diseñado para mantener los biberones Avent y vasos VIA y Magic

Diseño elegante, delgado y versátil



Ideal para usar fuera de casa.



Fecha de publicación
2018-03-30

Versión: 11.2.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 05 01290 90076 03

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com