

PHILIPS

AVENT

Термосумка из
неопрена Avent

Красные

SCD150/50



Питание в дорогу

Вмещает бутылочки, контейнеры VIA и волшебные чашки

Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная.

Совместимость с изделиями всего модельного ряда Philips Avent

- Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

Удобство в дороге

- Широкий наплечный ремень регулируемой длины
- Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек
- Компактный, стильный, универсальный дизайн

Особенности

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек



Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

Плечевой ремень регулируемой длины

Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки



Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

Компактный, стильный, универсальный дизайн



Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

Характеристики

Страна изготовления
Камбоджа: Да

В комплект входят:
Термосумка: 1 шт.

Комфорт

Путешествуйте с удобством: Вмещает бутылочки Avent и VIA, Вмещает Волшебные чашки Avent, Сохраняет температуру содержимого до 4 часов
Удобство использования: Компактный, Облегченный

Этапы взросления

Возраст: 6–12 месяцев, 0–6 месяцев

Дизайн

цвет: Красные

Материал

Неопрен: Да

Максимальный комфорт

Плечевой ремень регулируемой длины: Да

