

PHILIPS

AVENT

Sac ThermoBag
Avent en néoprène

Noire

SCD150/60



Pour nourrir votre enfant lors de vos déplacements

Conçu pour contenir biberons, pots de conservation et tasses

Le sac isotherme ThermoBag peut contenir deux biberons, deux tasses ou quatre pots Philips Avent. Sa doublure isolante conserve le lait froid ou l'eau chaude pendant quatre heures. Léger et peu encombrant, il est pratique pour les sorties et les voyages.

Compatible avec toute la gamme Philips Avent

- Conçu pour contenir biberons, pots et tasses Avent

Pour des déplacements en toute sérénité

- Large bandoulière ajustable
- Garde les biberons chauds ou froids
- Design sobre, raffiné et pratique

Points forts

Garde les biberons chauds ou froids



Permet de conserver du lait maternel/infantile froid ou de l'eau chaude pendant 4 heures environ.

Une bandoulière ajustable

Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.

Conçu pour contenir biberons, pots et tasses Avent



Conçu pour contenir biberons, pots et tasses Avent

Design sobre, raffiné et pratique



Parfait pour les sorties ou les journées à l'extérieur

Caractéristiques

Pays d'origine

Cambodge

Inclus

ThermoBag: 1 Pièce(s)

Pratique

Transport facile: Pour transporter des biberons Avent et pots VIA, Pour transporter des tasses Magic Avent, Conserve au chaud ou au froid pendant 4 heures

Facilité d'utilisation: Compact, Légèreté

Étapes de développement

Étapes: 6-12 mois, 0-6 mois

Design

Couleur: Noire

Matériau

Néoprène

Confort maximum

Une bandoulière ajustable

