



Philips Avent
Avent ThermaBag van
neopreen

Zwart



SCD150/60

Voeden onderweg

ThermaBag voor voedingsflessen, VIA- en Magic-bekers

De stijlvolle ThermaTote is groot genoeg voor 2 Philips Avent-voedingsflessen, 2 Magic-drinkbekers of 4 VIA-bewaarbekers. De dubbele isolatielaag houdt maximaal vier uur lang melk koel en water warm. Licht, compact en eenvoudig mee te nemen.

Compatibel met het hele Philips Avent-assortiment

- Ontworpen voor Avent-flessen, VIA en Magic-drinkbekers

Gemak voor onderweg

- Wijde, verstelbare schouderband
- Houdt zuigflessen warm of koel
- Zacht, slank en veelzijdig design

PHILIPS
AVENT

Avent ThermaBag van neopreen
Zwart

Specificaties

Land van herkomst

- China

Inclusief

- ThermaTote: 1 stk

Comfort

- Gemakkelijk voor onderweg: Geschikt voor Avent-flessen en VIA, Geschikt voor Avent Magic-drinkbekers, Houdt dranken 4 uur warm of koud
- Gebruiksgemak: Compact, Lichtgewicht

Ontwikkelingsfasen

- Fases: 6-12 maanden, 0 - 6 maanden

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Materiaal

- Neopreen

Maximaal gebruiksgemak

- Verstelbare schouderband

SCD150/60

Kenmerken

Houdt zuigflessen warm of koel



Hiermee kun je maximaal 4 uur lang koude afgekolfdde moedermelk/flesvoeding of voorgedookt warm water bewaren.

Verstelbare schouderband

De Philips Avent Urban-tas heeft een wijde, verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort

Ontworpen voor Avent-flessen, VIA en Magic-drinkbekers



Ontworpen voor Avent-flessen, VIA en Magic-drinkbekers

Zacht, slank en veelzijdig design



Perfect voor dagtripjes met je baby of gewoon voor er-op-uit.



Publicatiedatum
2018-03-30

Versie: 11.2.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 05 01290 90073 37

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com