



Philips AVENT  
Neoprenová taška  
ThermoBag

Modrá



SCD150/72

## Krmení v pohybu

Do elegantní tašky AVENT ThermoBag se vejdou 2 lahve AVENT, 2 hrnečky Magic Cup anebo 4 pohárky VIA. Její dvojitá izolační vrstva obsahující materiál 3M Thinsulate™ uchová mléko studené nebo vodu teplou až po dobu čtyř hodin. Taška je lehká, kompaktní a praktická na cesty.

### Výhody a funkce:

- Spolehlivě udržuje teplý nebo studený obsah lahve
- Hladký, tenký a univerzální design
- Nastavitelný ramenní popruh
- Určena pro úschovu lahví AVENT, pohárků VIA a hrnečků Magic Cup

**PHILIPS**  
**AVENT**  
sense and simplicity

Neoprénová taška ThermaBag  
Modrá

# Specifikace

## Země původu

• Čína: Ano

## Co je součástí

• ThermaTote: 1 ks

SCD150/72

# Přednosti

## Spolehlivě udržuje teplý nebo studený obsah lahve

Pro uložení studeného odstříkaného mateřského nebo kojeneckého mléka nebo předem převařené horké vody po dobu až 4 hodin.



Datum vydání 2009-03-11

Verze: 5.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)