



Philips Avent
Термосумка из неопрена
Avent

Синий



SCD150/72

Питание в дорогу

Вмещает бутылочки, контейнеры VIA и волшебные чашки

Стильная термосумка Avent вмещает 2 бутылочки Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до четырех часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная.

Совместимость с изделиями всего модельного ряда Philips Avent

- Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

Удобство в дороге

- Широкий наплечный ремень регулируемой длины
- Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек
- Компактный, стильный, универсальный дизайн

PHILIPS
AVENT

Термосумка из неопрена Avent
Синий

Характеристики

Страна изготовления

- Китай: Да

В комплект входят:

- Термосумка: 1 шт.

Комфорт

- Путешествуйте с удобством: Вмещает бутылочки Avent и VIA, Вмещает Волшебные чашки Avent, Сохраняет температуру содержимого 4 часа
- Удобство использования: Компактный, Легкий

Этапы взросления

- Возраст: 6–12 месяцев, 0–6 месяцев

Дизайн

- цвет: Синий

Материал

- Неопрен: Да

Максимальный комфорт

- Плечевой ремень регулируемой длины: Да

SCD150/72

Особенности

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек



Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

Плечевой ремень регулируемой длины

Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки



Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

Компактный, стильный, универсальный дизайн



Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 12.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com