



Philips AVENT
Компактная сумка

Красная



SCD151/50

Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

Удобно складывать, удобно носить

Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей.

Функции и особенности:

- Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек
- Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй
- Плечевой ремень регулируемой длины
- Матрасик для пеленания
- Герметичное отделение сохраняет салфетки влажными
- Основное отделение вмещает одежду и подгузники

PHILIPS
AVENT

Компактная сумка
Красная

Характеристики

Страна происхождения

- Китай: Да

В комплект входит:

- Матрасик для пеленания: 1 шт.
- Компактная сумка: 1 шт.

SCD151/50

Особенности

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек



Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает 2 бутылочки Philips AVENT. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладными в течение нескольких часов.



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 5.4.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com