

# PHILIPS

## AVENT

Kit nouveau-né  
Philips AVENT

SCD234/07



## Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques\*

Un test clinique a démontré qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon AVENT souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel.


### Avantages et caractéristiques :

- Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques
- Valve anti-coliques intégrée
- Facilite l'alternance sein/biberon

## Points forts

### Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Duration of reported colic per 24 hours at 2 weeks



Un test clinique a démontré qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon AVENT souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur [www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT))

### Valve anti-coliques intégrée



Le biberon anti-coliques AVENT utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

Angleterre

### Inclus

Biberon Airflex (260 ml): 2 Pièce(s)

Biberon Airflex (125 ml): 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit lent: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

4 Pièce(s)

Tétine nouveau-né: 1 Pièce(s)

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

