

PHILIPS

AVENT

Naturnah Starter-Set
für Neugeborene

Classic



SCD271/00



Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts* Weniger Koliken**

Diese praktische Sammlung SCD271/00 von Philips Avent mit 4 klassischen Flaschen (2 x 125 ml und 2 x 260 ml), einer Flaschen- und Saugerbürste und einem weißen, durchsichtigen Schnuller (0 bis 6 Monate).

Komfortableres Füttern im Tempo Ihres Babys

- Brustähnlicher Sauger mit speziellem Ventil

Reduziert Unwohlsein

- Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Leitet Luft vom Bauch Ihres Babys weg

- Klinisch belegtes Anti-Kolik-System

So werden Sie den wachsenden Bedürfnisse Ihres Babys gerecht


- Fünf verschiedene Saugerstufen

Vorteile und Produktmerkmale:

- Flaschen verringern klinisch erwiesene Koliken
- Gebogener Bürstenkopf mit fester Spitze
- Orthodontischer Schnuller
- Produkt ohne BPA

Besonderheiten

Für die wachsenden Bedürfnisse Ihres Babys



Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.

0 % BPA



Dieses Produkt ist BPA-frei.

Flaschen- und Saugerbürste



Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.

Flaschen klinisch getestet



Das einzigartige Anti-Kolik-System besteht aus dem Philips Avent Sauger und Adapterring und verbessert die Verdauung, indem die Luft in die Flasche gelangt – und nicht in den Magen Ihres Babys.*

Orthodontischer Schnuller



Der kiefergerecht geformte, weiche Sauger des durchsichtigen Schnullers unterstützt die natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. All unsere Schnuller werden aus Silikon hergestellt und sind geschmacks- und geruchsneutral.


Brustähnlicher Sauger



Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der

Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.

Deutlich weniger Unwohlsein



Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, $P = 0,05$). Dies gilt besonders nachts.**

Einzigartiges Anti-Kolik-System



Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das einzigartige Ventil im Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen.*

Daten

Lieferumfang

Flaschen- und Saugerbürste: 1 Stck.
Durchsichtiger Schnuller: 1 Stck.
Babyflasche: 4 Stck.

Ursprungsland

England

Design

Design der Flasche: Breiter Hals,
Ergonomische Form

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 bis 6 Monate

Material

BPA-frei*

Eigenschaften

Kann sterilisiert werden

Flasche

Material: BPA-frei

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Flasche: Leichte Reinigung,
Einfach zu halten

Funktionen

Brustähnlicher Sauger: Brustähnlicher Sauger,
Fördert die Annahme des Saugers

Sauger: Passt sich an Saugrhythmus an

Anti-Kolik-Ventil: Zweiteiliges Anti-Kolik-
System



* * Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von
2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit
einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des
Institute of Child Health, London 2008.)

* ** Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen
alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden,
besonders nachts weniger unter Koliken leiden als
Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert
werden.