

PHILIPS

AVENT

Oplossingenpakket
voor borstvoeding

Classic

SCD277/00



Oplossingen voor borstvoeding

Bevat geen BPA

Het Avent-oplossingenpakket voor borstvoeding bestaat uit: 1 handkolf en bewaarfles voor moedermelk, 3 voedingsflessen van 125 ml en 2 van 260 ml en andere accessoires voor voeding en borstverzorging.

Handkolf

- Stimuleert zacht en snel de melkafgifte
- Meer melk op natuurlijke wijze
- Ultracomfortabel en -effectief

Vochtinbrengende tepelcrème

- Hydrateert en verzacht droge of gevoelige tepels
- Met volledig pure, klinisch geteste lanoline en aloë vera

Zuigfles

- Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Afsluitplaatjes en onderkanten

- Maken van alle Philips Avent-flessen handige bewaarflessen

Kenmerken

Stimuleert zacht en snel de melkafgifte



Het gepatenteerde Philips Avent-massagekussen beweegt tijdens het kolven op en neer. Het gebied rondom de tepel wordt zo zacht gemasseerd om natuurlijke melkafgifte te stimuleren.

Hydrateert en verzacht de huid

Hydrateert en verzacht droge of gevoelige tepels tijdens het borstvoeden. Hypoallergeen, geurloos, zonder toegevoegde kleurstoffen, conserveringsmiddelen of parfum. De crème is eenvoudig aan te brengen en hoeft niet te worden verwijderd voor het borstvoeden.

Meer melk op natuurlijke wijze



Dankzij het afkolven is er altijd moedermelk beschikbaar, zelfs als je er zelf niet kunt zijn

Gepatenteerd massagekussentje




Vijf zachte massagekussentjes bewegen op en neer samen met de betrouwbare zuigkracht. Het doel hiervan is een snelle en natuurlijke melkproductie te stimuleren.

Afsluitplaatjes en onderkanten



Met de afsluitplaatjes maak je van alle Philips Avent-flessen en -drinkbekers bewaarcontainers voor melk en babyhapjes. Ideaal voor het bewaren/invriezen van afgekolfd moedermelk. Voeg een reisdop toe om de speen, schroefring en afsluitdop schoon te houden en deze onderweg altijd bij de hand te hebben.

Vermindert huilerig gedrag aanzienlijk



Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blijde baby. Door middel van een medisch onderzoek met willekeurige verdeling is bekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten aanzien van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74 minuten, $p = 0,05$). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Met volledig pure, klinisch geteste



Met volledig pure, klinisch geteste lanoline en aloë vera

Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Inclusief

Handkolf: 1 stk

Vochtinbrengende tepelcrème: 1 stk

Borstkompressen: 40 stk

Classic-fles van 125 ml: 3 stk

Classic-fles van 260 ml: 2 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 6 stk

Reisverpakking voor spenen voor

pasgeborenen: 1 stk

Handleiding voor borstvoeding op DVD: 1 stk

Fles- en speenborstel: 1 stk

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden

