

PHILIPS

AVENT

Kit de solutions
d'allaitement

SCD281/00



L'allaitement facilité

Accessoires d'allaitement Avent

Tirez votre lait avec plus de confort, conservez-le, donnez-le à votre bébé et protégez vos mamelons grâce au kit d'allaitement Philips Avent.

Tirer

- Tire-lait manuel avec coussin masseur

Conserver

- Disques d'étanchéité

Nourrir

- Biberons conçus pour atténuer le risque de coliques (cliniquement prouvé)

Soin

- Crème mamelons sensibles

Points forts

Tire-lait manuel



Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait manuel a été conçu spécialement pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Biberons cliniquement testés



Système anti-coliques unique composé d'une tétine Philips Avent et d'une bague d'adaptation permettant à l'air de pénétrer dans le biberon et pas dans l'estomac de bébé afin de faciliter la digestion.*

Crème mamelons sensibles



Hypoallergénique, aussi bien pour maman que pour bébé. Protège et nourrit les mamelons secs ou sensibles. Facile à appliquer. Inutile d'enlever la crème avant la tétée.

Disques d'étanchéité



Convertissent tous les biberons Philips Avent en récipients de conservation pour lait.

Caractéristiques

Pays d'origine

UE

Inclus

Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

Biberon Classic 125 ml: 3 Pièce(s)

Biberon Classic 260 ml: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit lent: 2 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 6 Pièce(s)

Crème mamelons sensibles: 1 Pièce(s)

Coussinet d'allaitement jetable: 40 Pièce(s)

Goupillon pour biberon et tétine: 1 Pièce(s)

DVD Guide de l'allaitement maternel: 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

