

Philips Avent
Paket Awal untuk Bayi
Baru Lahir

Alami

SCD290/01



Cara alami untuk menyusui menggunakan botol

Set botol, dot, dan empeng

Koleksi praktis yang mencakup 4 botol Natural (2x 125ml dan 2x 260ml), sikat botol dan dot, serta empeng putih bening untuk 0-6 bulan. Botol baru ini menjadikan pemberian susu botol terasa lebih alami, dan lebih mudah menggabungkan antara ASI dan susu botol.

Mudah menggabungkan antara ASI dan susu botol

- Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

Proses menyusui yang lebih nyaman dan memuaskan bagi bayi

- Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah Kempis

Mencegah aliran udara ke perut bayi

- Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

Mudah dipegang dan digenggam dari segala arah

- Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

Manfaat lainnya

- Dot ortodontik
- Kepala sikat lengkung untuk membersihkan dengan mudah
- Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent Natural
- Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah
- Botol ini bebas BPA*

PHILIPS
AVENT

Kelebihan Utama

Menempel pada mulut bayi secara alami



Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

Bentuk ergonomis



Berkat bentuknya yang unik, botol menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

Kelopak unik yang nyaman



Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusui yang lebih nyaman dan memuaskan.

Dot ortodontik



Dot ortodontik yang lentur pada empeng bening ini mendukung perkembangan alami langit-langit, gigi, dan gusi bayi. Semua empeng kami terbuat dari silikon, tak berasa dan tak berbau.

Katup anti-kolik canggih



Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

Kompatibel dengan rangkaian produk lainnya



Botol Philips Avent Natural baru kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkrik Classic. Saran kami,

gunakan hanya botol Natural dengan dot Natural.

Kepala sikat lengkung



Kepala sikat lengkung khusus dan ujung gagang yang dicetak bisa mencapai semua sudut leher botol yang lebar, dot, dan produk menyusui bayi untuk pembersihan menyeluruh.

Mudah digunakan dan dibersihkan



Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

Botol ini bebas BPA*



Botol susu Philips Avent Natural baru terbuat dari bahan bebas BPA* (polipropilena).

Spesifikasi

Negara asal

- Inggris

Bahan

- Botol: Bebas BPA*, Polipropilena
- Dot: Bebas BPA*, Silikon

Item yang disertakan

- Botol susu: 4 pcs
- Sikat botol dan dot: 1 pcs
- Empeng bening: 1 pcs

Botol

- Bahan: Bebas BPA*

Desain

- Desain botol: Bentuk ergonomis, Leher lebar

Mudah digunakan

- Penggunaan botol: Mudah digenggam, Perakitan mudah, Mudah membersihkan

Tahap perkembangan

- Tahap: 0 - 6 bulan

Fungsi

- Menempel pada mulut bayi: Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol, Menempel pada mulut bayi secara alami
- Dot: Dot ekstra lembut dan lentur, Kelopak unik yang nyaman
- Katup anti-kolik: Sistem anti-kolik canggih

Fitur

- Dapat disterilkan



Tanggal dikeluarkan
2017-08-25

Versi: 8.3.1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com