

PHILIPS

AVENT

Kit nouveau-né

Natural

SCD290/05



La façon la plus naturelle de nourrir au biberon

Idéal pour l'allaitement mixte

Le kit nouveau-né Philips Avent Natural comprend 4 biberons Natural (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), une tasse d'apprentissage avec bec souple et une sucette blanche transparente 0-6 mois.

Facilite l'alternance sein/biberon

- Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé

- Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé

- Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Autres avantages

- Tasse d'apprentissage que votre enfant apprend à boire seul
- Téterelle de sucette plate, souple et symétrique
- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler
- Différents débits de tétine disponibles dans la gamme
- Compatible avec la gamme Philips Avent
- Recommandé par les mamans depuis 1984



asimpleswitch.com


Points forts

Tétée naturelle



La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Alvéoles de confort uniques



Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Valve anti-coliques perfectionnée



Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Solution idéale pour le passage à la tasse



Avec la tasse d'apprentissage, votre bébé est capable de tenir le biberon tout seul tout en buvant à la tétine dont il a l'habitude.

Sucette orthodontique



La tétérelle en forme de goutte symétrique et plate respecte le développement naturel du palais, des dents et des gencives de votre bébé, même lorsque la sucette est à l'envers dans la bouche.

Forme ergonomique




Forme ultra-confortable, facile à tenir quel que soit le sens, même pour les petites mains de bébé.

Facile à utiliser et à nettoyer



Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

Pour répondre aux besoins, à chaque âge, de votre bébé



La gamme de biberons Natural Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : premier débit, nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épais.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Inclus

Biberon: 4 Pièce(s)

Tasse d'apprentissage: 1 Pièce(s)

Sucette transparente: 1 Pièce(s)

Matériau

Biberon: Polypropylène

Tétine: Silicone

Design

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Facile d'utilisation

Utilisation du biberon: Prise en main facile, Facile à assembler, Facile à nettoyer

Étapes de développement

Étapes: 0-12 mois

Fonctions

Tétée: Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon, Tétée naturelle

Tétine: Tétine encore plus douce et souple, alvéoles de confort uniques

Valve anti-coliques: Système anti-coliques perfectionné

Caractéristiques

Peut être stérilisé

