

# PHILIPS

## AVENT

### Dárková sada Classic+

Kojenecké lahve, šidítka

260 ml

125 ml

0m+

SCD374/01



## Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami\* Navrženo pro krmení bez přerušení

Tato dárková sada Philips Avent Classic+ se dodává s průhlednou 125ml lahví Classic+, zdobenou 260ml lahví Classic+ a dvěma zdobenými dudlíky s doplňujícími zvířecími motivy.

#### Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami\*

- Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky\*
- O 60 % méně podrážděného chování v noci\*
- Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušení
- Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

#### Snadné používání, čištění a sestavování

- Konstrukce bez netěsností
- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí
- Snadné uchopení
- Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění

#### Další výhody

- Ortodontický, symetrický a stlačitelný sosák šidítka
- K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky
- Kompatibilní s řadou Philips Avent
- Těší se důvěře maminek od roku 1984



asimpleswitch.com


# Přednosti

## Méně koliky



Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do břicha dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo břicho dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

## Méně podrážděného chování



Antikoliková láhev Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krměných pomocí antikolikové lahve Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krměných konkurenční antikolikovou lahví.\*

## Krmení bez přerušení



Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

## Bezpečná západka

Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

## Konstrukce bez netěsností

Antikoliková lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.

## Snadné sestavení



Antikoliková lahev má jen několik částí a lze ji tak snadno a rychle sestavit.

## Snadné uchopení



Jedinečný tvar láhve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru.

## Snadné čištění



Díky širokému hrdlu a zaobleným rohům se tato lahev čistí snadno a rychle. Snadné čištění napomáhá zlepšit hygienu krmení.

## Ortodontické šidítko



Ploché symetrické sosáky ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se dudlík v ústech dítěte otočí.

## Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte



Rada antikolikových lahví Philips Avent nabízí dudlíky s různými průtoky, které drží krok s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky jsou k dispozici v balení po dvou kusech: novorozenecký, pomalý, střední, rychlý, variabilní a pro hustší stravu.

## Těší se důvěře maminek

Od roku 1984 se značka Philips Avent zabývá navrhováním a výrobou produktů, které jsou inspirovány přírodou a byly vyvinuty díky rozsáhlému výzkumu a klinickým testům.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Lahev

**Materiál:** Bez BPA\*

## Design

**Tvar lahve:** Ergonomický tvar, Široké hrdlo

## Stupně vývoje

**Stupně:** 0–6 měsíců

## Snadné použití

**Použití láhve:** Snadné sestavení, Snadné čištění, Snadné uchopení

## Funkce

**Lze sterilizovat:** Ano

## Funkce

**Antikolikový ventil:** Ventilový systém Airflex byl navržen k redukci polykání vzduchu

**Dudlík:** Snadné nasazení, žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený antikolikový systém

**Snadné použití:** snadné čištění a sestavování, nepropustné

**Kompatibilita:** Úplná kompatibilita se sadou Classic+

## Materiál

**Lahev:** Bez BPA\*, Polypropylen

**Dudlík:** Bez BPA\*, Silikon

## Co je součástí

**Dětská láhev:** 2 ks

**Šídítka:** 2 ks

## Země původu

**Země původu:** Lahev 125 ml vyrobena ve Spojeném království, lahev 260 ml vyrobena v Indonésii. Šídítka vyrobena ve Spojeném království, sestavena v Maďarsku



\* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

\* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

\* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušování krmení.

\* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.