

PHILIPS

AVENT

Set de regalo
Classic+

Biberones, chupetes

260 ml

125 ml

0m+

SCD374/01



Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

El set de regalo Philips Avent Classic+ incluye un biberón Classic+ transparente de 125 ml, un biberón Classic+ decorado de 260 ml y dos chupetes decorados con animales a juego.

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

- Válvula anticólicos demostrada que reduce los cólicos*
- 60 % menos malestar durante la noche*
- La textura acanalada evita la contracción para permitir una alimentación ininterrumpida
- Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

Fácil de usar, limpiar y armar

- Diseño antigoteo
- Fácil de limpiar y armar con menos piezas
- Fácil de manejar
- Biberón de cuello ancho con borde redondeado para facilitar la limpieza

Otros beneficios

- Tetina de chupete anatómica, simétrica y flexible
- Tetinas con diferentes niveles de flujo disponibles
- Compatible con la línea de productos Philips Avent
- Cuenta con la confianza de las madres desde 1984



asimpleswitch.com


Destacados

Menos cólicos



Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.

Menos irritabilidad



El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.

Alimentación ininterrumpida



La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Sujeción segura

Diseño con forma de tetina para una sujeción segura

Diseño antigoteo

Diseñamos nuestro biberón anticólicos para evitar las filtraciones durante la alimentación y así disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Fácil de armar



Nuestro biberón anticólicos tiene pocas piezas para armarlo de forma rápida y sencilla.

Fácil de manejar



La exclusiva forma del biberón permite que sea fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección.

Fácil de limpiar



Con su cuello ancho y esquinas redondeadas, nuestro biberón es fácil limpiar, de forma rápida y en profundidad. Esto permite garantizar una alimentación más higiénica.

Chupete anatómico



Las tetinas anatómicas, planas y simétricas garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el chupete cambia de posición en la boca.

Se adapta a las necesidades de crecimiento de su bebé



La gama de biberones anticólicos Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de flujo para seguir el ritmo de crecimiento de su bebé. Recuerde que las indicaciones de edad son aproximadas, puesto que los bebés crecen a ritmos diferentes. Todas las tetinas están disponibles en paquetes de dos unidades: flujo para recién nacido, lento, medio, rápido y variable, y espeso.

Cuenta con la confianza de las madres

Desde 1984, Philips Avent ha diseñado y fabricado productos que se inspiran en la naturaleza y que han sido desarrollados tras amplias investigaciones y ensayos clínicos.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Botella

Material: Sin BPA*

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de armar, Fácil de limpiar, Fácil de manejar

Funciones

Puede esterilizarse: Y

Funciones

Válvula anticólicos: Sistema de ventilación Airflex diseñado para reducir la ingesta de aire

Tetina: Enganche fácil, textura estriada que evita la contracción de la tetina, sistema anticólicos demostrado

Fácil de usar: fácil de limpiar y armar, Antigoteo

Compatibilidad: Compatibilidad total con Classic+

Material

Botella: Sin BPA*, Polipropileno

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Contenido

Biberón: 2 piezas

Chupete: 2 piezas



* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

* Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

* Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.