

Dárková sada Classic+

- Kojenecké lahve, šidítka
- 260 ml
- 125 ml
- 0m+

SCD374/01

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Navrženo pro kmení bez přerušení

Tato dárková sada Philips Avent Classic+ se dodává s průhlednou 125ml lahví Classic+, zdobenou 260ml lahví Classic+ a dvěma zdobenými dudlíky s doplňujícími zvířecími motivy.

Výhody

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

- Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*
- O 60 % méně podrážděného chování v noci*
- Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro kmení bez přerušení
- Tvar dudlíku navržen pro bezpečné uzavření

Snadné používání, čištění a sestavování

- Konstrukce bez netěsností
- Snadné čištění a sestavení díky malému množství částí

- Snadné uchopení
- Široké hrdlo lahve se zaobleným rohem pro snadné čištění

Další výhody

- Ortodontický, symetrický a stlačitelný sosák šidítka
- K dispozici jsou dudlíky s různými průtoky
- Těší se důvěře maminek od roku 1984
- Kompatibilní s řadou Philips Avent

PHILIPS


Vlastnosti

Méně koliky



Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do lahve a nikoli do břicha dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v dudlíku ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v lahvi mimo břicho dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

Méně podrážděného chování



Antikoliková láhev Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové lahve Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou lahví.*

Krmení bez přerušení



Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

Bezpečná západka

Konstrukce bez netěsností

Antikoliková lahev je navržena tak, aby během krmení zabránila protékání a poskytovala tak více pohodlí.

Snadné sestavení



Antikoliková lahev má jen několik částí a lze ji tak snadno a rychle sestavit.

Snadné uchopení



Jedinečný tvar lahve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru.

Snadné čištění



Díky širokému hrdlu a zaobleným rohům se tato lahev čistí snadno a rychle. Snadné čištění napomáhá zlepšit hygienu krmení.

Ortodontické šidítko



Ploché symetrické sosáky ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se dudlík v ústech dítěte otočí.

Vyhovují potřebám vašeho rostoucího dítěte



Řada antikolikových lahví Philips Avent nabízí dudlíky s různými průtoky, které drží krok s růstem vašeho dítěte. Pamatujte na to, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Všechny dudlíky jsou k dispozici v balení po dvou kusech: novorozenecký, pomalý, střední, rychlý, variabilní a pro hustší stravu.

Těší se důvěře maminek

Od roku 1984 se značka Philips Avent zabývá navrhováním a výrobou produktů, které jsou inspirovány přírodou a byly vyvinuty díky rozsáhlému výzkumu a klinickým testům.

Kompatibilita s celou řadou



Lahev Philips Avent Classic+ je kompatibilní s výrobky řady Philips Avent s výjimkou lahví Natural a držadel hrnečků. Lahve Philips Avent Classic+ doporučujeme používat pouze s dudlíky Philips Avent Classic.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Lahev

Materiál Bez BPA*

Design

Tvar lahve Ergonomický tvar
Široké hrdlo

Stupně vývoje

Stupně 0–6 měsíců

Snadné použití

Použití lahve Snadné sestavení
Snadné čištění
Snadné uchopení

Funkce

Lze sterilizovat Ano

Funkce

Antikolikový ventil Ventilový systém Airflex byl navržen k redukci polykání vzduchu
Dudlík Snadné nasazení, žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku, klinicky ověřený antikolikový systém
Snadné použití snadné čištění a sestavování nepropustné
Kompatibilita Úplná kompatibilita se sadou Classic+

Materiál

Lahev Bez BPA*
Polypropylen
Dudlík Bez BPA*
Silikon

Co je součástí

Dětská lahev 2 ks
Šídítka 2 ks

Země původu

Země původu Lahev 125 ml vyrobená ve Spojeném království, lahev 260 ml vyrobená v Indonésii. Šídítka vyrobená ve Spojeném království, sestavena v Maďarsku

Rozměry balení

Výška 17,90 cm
Šířka 13,30 cm
Hloubka 7,10 cm
Čistá hmotnost 0,15 kg
Hrubá hmotnost 0,19 kg
EAN 08710103810810
Počet zahrnutých výrobků 1
Země původu HU
Kód harmonizovaných systémů 392410

Vnější obal

Délka 27,60 cm
Šířka 22,00 cm
Výška 19,50 cm
Hrubá hmotnost 1,32 kg
EAN 18710103810817
Počet spotřebitelských balení 6

* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

* Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

* Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušování krmení.

* Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.



Změna údajů vyhrazena
2018, Červenec 25

Version: 2.0.1
EAN: 08710103810810

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com