



Philips Avent  
Confezione regalo di  
design

**Natural**

260 ml  
Tettarella a flusso lento

**SCD628**

## Facile da abbinare all'allattamento al seno

Biberon, succhietto e relativa clip

Il set regalo Elephant per bambine rappresenta il dono perfetto per le mamme e le loro speciali femminucce. Pratica confezione con un biberon Natural, due succhietti e relativa clip.

### **Rende più semplice l'allattamento misto**

- Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

### **Un'alimentazione più confortevole e piacevole per il tuo bambino**

- Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

### **Incanala l'aria e la allontana dal pancino del bimbo**

- Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

### **Facile da impugnare e da tenere in qualsiasi posizione**

- Forma ergonomica per il massimo comfort



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

**PHILIPS**  
**AVENT**


## In evidenza

### Allattamento naturale



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

### Esclusivi petali per il massimo comfort



I petali all'interno della tettarella aumentano il grado di morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

### Valvola anti-colica avanzata



L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

### Design ergonomico



Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine piccoline di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.

## Specifiche

### Paese di origine

- Indonesia

### Materiale

- Biberon: Senza BPA\*, Polipropilene
- Tettarella: Senza BPA\*, Silicene

### Contenuto della confezione

- Biberon: 1 pz.
- Succhietto: 2 pz.
- Clip per succhietto: 1 pz.

### Biberon

- Materiale: Senza BPA\*

### Design

- Design del biberon: Design ergonomico, Collo ampio

### Facilità d'uso

- Utilizzo del biberon: Facile da impugnare, Facile da assemblare, Facile da pulire

### Fasi di crescita

- Fasi: 0-12 mesi

### Funzioni

- Allattamento: Rende più semplice l'allattamento misto, Allattamento naturale
- Tettarella: Tettarella flessibile ed extra morbida, Esclusivi petali per il massimo comfort
- Valvola anti-colica: Sistema anticolica avanzato

### Caratteristiche

- Sterilizzabile



Data di rilascio  
2017-08-25

Versione: 2.0.1

EAN: 08 71010 37480 90

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)