



Confezione regalo di design

- Natural
- 260 ml
- Tettarella a flusso lento

SCD628

## Facile da abbinare all'allattamento al seno

Biberon, succhietto e relativa clip

Il set regalo Elephant per bambine rappresenta il dono perfetto per le mamme e le loro speciali femminucce. Pratica confezione con un biberon Natural, due succhietti e relativa clip.

### Vantaggi

Rende più semplice l'allattamento misto

- Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Un'alimentazione più confortevole e piacevole per il tuo bambino

- Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Incanala l'aria e la allontana dal pancino del bimbo

- Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Facile da impugnare e da tenere in qualsiasi posizione

- Forma ergonomica per il massimo comfort

**PHILIPS**

## Caratteristiche

### Allattamento naturale



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

### Esclusivi petali per il massimo comfort



I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

### Valvola anti-colica avanzata



L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

### Design ergonomico



Grazie alla sua forma esclusiva, il biberon è facile da impugnare, anche con le manine piccoline di un bambino, e da tenere in qualsiasi direzione per il massimo comfort.

## Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

### Paese di origine

Indonesia      Sì

### Materiale

Biberon      Senza BPA\*  
Polipropilene  
Tettarella      Senza BPA\*  
Silicone

### Contenuto della confezione

Biberon      1 pz.  
Succhietto      2 pz.  
Clip per succhietto      1 pz.

### Biberon

Materiale      Senza BPA\*

### Design

Design del biberon      Design ergonomico  
Collo ampio

### Facilità d'uso

Utilizzo del biberon      Facile da impugnare  
Facile da assemblare  
Facile da pulire

### Fasi di crescita

Fasi      0-12 mesi

### Funzioni

Allattamento      Rende più semplice l'allattamento misto  
Allattamento naturale

Tettarella      Tettarella flessibile ed extra morbida  
Esclusivi petali per il massimo comfort  
Valvola anti-colica      Sistema anticolicca avanzato

### Caratteristiche

Sterilizzabile      Sì

### Dimensioni dell'imballo

Altezza      16,60 cm  
Larghezza      14,20 cm  
Profondità      7,10 cm  
Peso netto      0,14 Kg  
Peso lordo      0,18 Kg  
EAN      08710103748090  
Numero di prodotti inclusi      1  
Paese di origine      ID  
Codice del sistema armonizzato      392410

### Cartone interno

Numero di confezioni consumatori GTIN/EAN/EAN      1  
28710103748094

### Scatola esterna

Lunghezza      29,30 cm  
Larghezza      22,60 cm  
Altezza      17,40 cm  
Peso lordo      1,06 Kg  
EAN      18710103748097  
Numero di confezioni consumatori      6



Dati soggetti a modifiche  
2018, Febbraio 28

Version: 2.0.1  
EAN: 08710103748090

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)