

PHILIPS

AVENT

Подарочный набор с бутылочкой Anti-colic

Начальный набор для младенцев

125 мл + 260 мл

Соски для новорожденных/
медленный поток

0 мес.+/1 мес.+

SCD806/00



Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Разработано для непрерывного кормления

Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновения колик и дискомфорта, сокращая до минимума перерывы в кормлении малыша.

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

- Эффективность клапана Anti-colic доказана*
- На 60 % меньше беспокойства ночью*
- Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают непрерывное кормление
- Форма соски, обеспечивающая надежный захват

Легко использовать, собирать и мыть

- Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
- Легко держать
- Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья
- Конструкция, препятствующая протеканию

Другие преимущества

- Ортодонтическая пустышка
- Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питанию из чашки
- Бутылочка не содержит бисфенола-А
- В продаже имеются соски с различной скоростью потока


Особенности

Сокращение риска колик



Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

Более спокойное поведение



Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

Беспрерывное кормление



Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают slipping соски и обеспечивают непрерывное кормление.

Надежный захват

Форма соски, обеспечивающая надежный захват

Легко собирать



Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

Легко держать



Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.

Легко чистится



Широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно мыть бутылочку для поддержания гигиеничности кормления.

Конструкция, препятствующая протеканию

Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

Ортодонтическая пустышка



Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

Растет вместе с вашим малышом

Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

Не содержит бисфенол-А



Бутылочка Philips Avent Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А.

Соответствует растущим потребностям вашего малыша



Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки.

Характеристики

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А, силикон

В комплект входят:

Детская бутылочка, 125 мл: 2 шт.

Детская бутылочка, 260 мл: 2 шт.

Ортодонтическая пустышка: 1 шт.

Щеточка для бутылочки и соски: 1 шт.

Бутылочка

Емкость: 125 мл и 260 мл

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Удобство использования

Использование бутылочки: Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине, Легко собирать, Легко чистится, Легко держать

Этапы взросления

Возраст: 0–12 месяцев

Функции

Антиколиковый клапан: уменьшает заглатывание воздуха

Соска: Легкий захват; ребра жесткости предотвращают сосание соски; эффективность антиколиковой системы доказана

Удобство использования:

Легко собирать и мыть, дизайн, препятствующий протеканию, 4 детали для простой сборки



* Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

* У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

* Дизайн соски предотвращает ее сосание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.

* Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.