

PHILIPS

AVENT

Biberón Natural

1 biberón

125 ml

Tetina con flujo para recién nacidos

0m+



SCF032/17



Fácil de combinar con la lactancia materna Enganche natural

Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
- Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Una alimentación cómoda y agradable para el bebé

- Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Expulsa el aire de la barriguita del bebé

- Válvula anticólicas diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

Otras ventajas

- Tetinas con distintos niveles de flujo
- Forma ergonómica para una comodidad máxima
- Fácil de usar y limpiar, rápido y fácil de montar
- Compatible con la gama Philips Avent Natural
- Este biberón no contiene BPA*

Destacados

Enganche natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

Fácil de usar y limpiar



El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

Tetina ultrasuave



La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Elección de la tetina adecuada



La gama Natural de Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de suavidad y flujo para cada una de las etapas de desarrollo del bebé.

Compatibilidad con toda la gama



Combine las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted, cuando lo necesite.

Diseño flexible en espiral



El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Forma ergonómica



Gracias a su exclusiva forma, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso con las diminutas manos del bebé.

Este biberón no contiene BPA*



El biberón Natural de Philips Avent está fabricado con material sin BPA* (polipropileno).

Especificaciones

Material

Biberón: Polipropileno, Sin BPA*

Tetina: Sin BPA*, Silicona

Qué incluye

Biberón azul de 125 ml: 1 uds

Diseño

Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Fácil de usar

Uso del biberón: Fácil de agarrar, Fácil de montar, Fácil de limpiar

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-12 meses

Funciones

Enganche: Enganche natural, Fácil combinación del pecho y el biberón

Válvula anticólicas

Tetina: Exclusivos y cómodos pétalos en una tetina ultrasuave y flexible

