

# PHILIPS

## AVENT

### Biberón Natural

2 biberones

125 ml

Tetina de flujo para recién nacidos

0m+



SCF032/27



## Fácil de combinar con la lactancia materna Sujeción natural

Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.

#### Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
- Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

#### Una alimentación cómoda y agradable para el bebé

- Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

#### Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

#### Otros beneficios

- Tetinas con distintos niveles de flujo
- Forma ergonómica para una máxima comodidad
- Fácil de usar y lavar, de ensamblaje rápido y sencillo
- Compatible con la gama Philips Avent Natural
- Este biberón no contiene BPA\*

# Destacados

## Sujeción natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

## Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

## Fácil de usar y limpiar




El cuello ancho del biberón permite un llenado y limpieza fáciles. El armado es rápido y sencillo, ya que son pocas piezas.

## Tetina ultrasuave



La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

## Cómo elegir la tetina adecuada



La gama Natural de Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de suavidad y flujo para cada una de las etapas de desarrollo del bebé.

## Compatibilidad en toda la línea



Mezcle y combine nuestro extractor de leche, biberón y partes del vaso, y cree su producto ideal cuando lo necesite.

## Diseño flexible en espiral



El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

## Forma ergonómica



Gracias a su exclusiva forma, el biberón es fácil de sostener y sujetar en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso con las diminutas manos del bebé.

## Este biberón no contiene BPA\*



La mamadera Natural de Philips Avent está fabricada con material libre de BPA\* (polipropileno).

# Especificaciones

## Material

**Botella:** Polipropileno, Sin BPA\*

**Tetina:** Sin BPA\*, Silicona

## Contenido

Biberones azules de 125 ml: 2 piezas

## Diseño

**Diseño del biberón:** Forma ergonómica, Cuello ancho

## Fácil de usar

**Uso del biberón:** Fácil de manejar, Fácil de armar, Fácil de limpiar

## Etapas de desarrollo

**Etapas:** 0 a 12 meses

## Funciones

**Sujeción:** Sujeción natural, Fácil combinación del pecho y el biberón

**Válvula anticólicas:** Y

**Tetina:** Exclusivos y cómodos pétalos en una tetina ultrasuave y flexible



\* No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

\* ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.