

PHILIPS

AVENT

Biberão Natural

1 biberão

260 ml

Tetina de fluxo lento

1 m+



SCF034/17



Fácil de combinar com a amamentação Agarrar natural da tetina

O nosso biberão Natural inclui uma tetina ultramacia que se assemelha ao peito. A tetina ampla em forma de peito com design flexível em espiral e as pétalas de conforto permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

- Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito
- Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Uma alimentação confortável e satisfatória para o seu bebé

- Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Afasta o ar da barriga do seu bebé

- Válvula anticólicas desenvolvida para reduzir as cólicas e o desconforto

Outras vantagens

- Estão disponíveis tetinas com diferentes velocidades de fluxo
- Forma ergonómica para o máximo conforto
- Fácil de utilizar e limpar, montagem rápida e fácil
- Compatível com a gama Natural da Philips Avent
- Este biberão não contém BPA*

Destques

Agarrar natural da tetina



A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina ultramacia



A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Design flexível em espiral



Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Válvula anticólicas



Válvula anticólicas desenvolvida para evitar o ar na barriga do seu bebé, de forma a reduzir as cólicas e o desconforto.

Escolher a tetina correta



A gama Natural da Philips Avent dispõe de tetinas de diferentes níveis de suavidade e taxas de fluxo crescentes, para cada fase de desenvolvimento do seu bebé.

Forma ergonómica



Devido ao formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Fácil de utilizar e limpar



O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Tem apenas algumas peças para uma montagem rápida e simples.

Compatível com toda a gama



Misture e combine a nossa bomba tira leite, o biberão e o copo para criar um produto que funcione para si, quando precisar!

Este biberão não contém BPA*



O biberão Natural da Philips Avent é fabricado em material sem BPA* (polipropileno).

Especificações

País de origem

Reino Unido

Material

Biberão: Polipropileno, Sem BPA*

Tetina: Silicone, Sem BPA*

Inclui

Biberão: 1 unid.

Design

Design do biberão: Forma ergonómica, Gargalo largo

Fácil de utilizar

Utilização do biberão: Fácil de segurar, Fácil de montar, Fácil de limpar

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 12 meses

Funções

Agarrar a tetina: Agarrar natural da tetina, Combinação fácil de amamentação e alimentação a biberão

Tetina: Pétalas de conforto exclusivas, tetina ultra macia e flexível

Válvula anticólicas



* 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

* O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.