

# PHILIPS

## AVENT

### Biberon Natural

3 biberons

330 ml

Tétine à débit rapide

6 mois et +

SCF036/37



## Idéal pour l'allaitement mixte

### Tétée naturelle

Notre biberon Natural doté d'une tétine douce à la texture rainurée évitant l'écrasement est conçu pour les bébés en pleine croissance. Sa forme naturelle imitant le sein et ses alvéoles de confort permettent une tétée naturelle et facilitent l'alternance sein/biberon.

#### Facilite l'alternance sein/biberon

- Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein
- Silicone souple et lisse adaptée aux besoins de votre bébé

#### Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé

- Tétine au design rainuré souple et anti-écrasement

#### Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé

- Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

#### Autres avantages

- Tétines offrant différents débits
- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler
- Compatible avec la gamme Natural Philips Avent
- Ce biberon contient 0 % de BPA\*

# Points forts

## Tétée naturelle



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

## Silicone souple et lisse

Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.

## Design souple anti-écrasement



L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.

## Valve anti-coliques



Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

## Choisir la bonne tétine



La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.

## Forme ergonomique



Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même dans les petites mains de votre enfant.

## Facile à utiliser et à nettoyer



Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

## Compatibilité sur toute la gamme



Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

## Ce biberon contient 0 % de BPA\*



Le biberon Natural Philips Avent est en polypropylène et ne contient pas de BPA.\*

# Caractéristiques

## Matériau

**Biberon:** Polypropylène, 0 % BPA\*

**Tétine:** Silicone, 0 % BPA\*

## Inclus

**Biberon:** 3 Pièce(s)

## Design

**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Facile d'utilisation

**Utilisation du biberon:** Prise en main facile, Facile à assembler, Facile à nettoyer

## Étapes de développement

**Étapes:** 0-12 mois

## Fonctions

**Tétée:** Tétée naturelle, Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon

**Tétine:** Alvéoles de confort uniques, tétine douce et souple

**Valve anti-coliques**

