

# PHILIPS

## AVENT

### Tetina Natural

Dos piezas

Flujo para recién nacidos

0m+



SCF041/27



## Fácil de combinar con la lactancia materna Tetina extrasuave y flexible

El diseño de nuestra tetina estriada ultrasuave evita su contracción y se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.

#### Fácil combinación de pecho y biberón

- Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho
- Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

#### Una alimentación cómoda y agradable para el bebé

- Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

#### Evita el ingreso de aire a la barriguita del bebé

- Válvula anticólicos diseñada para reducir la incomodidad y los cólicos

#### Otros beneficios

- Tetinas con distintos niveles de flujo

## Destacados

### Sujeción natural



La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

### Diseño flexible en espiral



El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

### Tetina ultrasuave



La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

### Válvula anticólicos



La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

### Cómo elegir la tetina adecuada



La gama Natural de Philips Avent ofrece tetinas con distintos niveles de suavidad y flujo para cada una de las etapas de desarrollo del bebé.

## Especificaciones

### Material

Tetina: Silicona, Sin BPA\*

### Contenido

Tetina ultrasuave con flujo para recién nacidos: 2 piezas

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0m+

### Funciones

**Sujeción:** Sujeción natural, Fácil combinación del pecho y el biberón

**Tetina:** Exclusivos y cómodos pétalos en una tetina ultrasuave y flexible

**Válvula anticólicos:** Y

