

PHILIPS

AVENT

Natural-napp

2 delar

Dinapp för nyfödda

0 m+



SCF041/27



Enkel att kombinera med amning

Extra mjuk och flexibel napp

Philips AVENT extra mjuka, spiralformade napp med flexibel design påminner mer om amning. De bekväma inläggen och den naturliga nappformen ger ett naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

- Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen
- Extra mjuk napp utformad för att påminna om bröstet

En bekväm och mysig matstund för barnet

- Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Leder bort luften från ditt barns mage

- Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag

Övriga fördelar

- Nappar med olika flödes hastigheter

Funktioner

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen



Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Extra mjuk napp utformad för att påminna om bröstet



Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg



Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Ventil som är utformad för att minska tecken på kolik och obehag



Ventil som motverkar tecken på kolik, utformad för att hålla luften borta från ditt barns mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

Nappar med olika flödeshastigheter



Philips Avent Natural-serien erbjuder olika nappmjukhet och ökande flödes hastigheten för varje utvecklingssteg för ditt barn.

Specifikationer

Ursprungland

Storbritannien

Material

Dinapp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Extra mjuk napp för nyfödda: 2 delar

Utvecklingsstadier

Stadier: 0 m+

Funktioner

Grepp: Naturligt grepp, Lätt att kombinera amning med flaskmatning

Dinapp: Unika inlägg, extra mjuk och flexibel napp

Ventil som motverkar tecken på kolik

