

# PHILIPS

## AVENT

Biberon Natural

1 biberon

260 ml

Tétine à débit lent

1 mois et +

SCF070/24



## Idéal pour l'allaitement mixte

### Tétée naturelle

Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.

#### Facilite l'alternance sein/biberon

- Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein
- Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

#### Une tétée plus confortable et satisfaisante pour le bébé

- Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

#### Évite que l'air ne s'introduise dans l'estomac de bébé

- Valve anti-coliques conçue pour réduire le risque de coliques et d'inconfort

#### Autres avantages

- Tétines offrant différents débits
- Forme ergonomique pour un confort maximal
- Facile à utiliser et à nettoyer, simple et rapide à assembler
- Compatible avec la gamme Natural Philips Avent

# Points forts

## Tétée naturelle



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

## Design flexible en spirale



Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

## Forme ergonomique



Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même dans les petites mains de votre enfant.

## Tétine ultra-douce



La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

## Valve anti-coliques



Valve anti-coliques conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

## Facile à utiliser et à nettoyer



Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

## Choisir la bonne tétine



La gamme Natural Philips Avent offre différents niveaux de flexibilité et des débits progressivement plus élevés, afin de s'adapter à chaque étape du développement de votre bébé.

## Compatibilité sur toute la gamme



Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

# Caractéristiques

## Matériau

**Biberon:** Polypropylène

**Tétine:** Silicone

## Inclus

**Biberon:** 1 Pièce(s)

## Design

**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Facile d'utilisation

**Utilisation du biberon:** Prise en main facile, Facile à assembler, Facile à nettoyer

## Étapes de développement

**Étapes:** 0-12 mois

## Fonctions

**Tétée:** Tétée naturelle, Alternez facilement l'allaitement au sein et au biberon

**Tétine:** Alvéoles de confort uniques, tétine ultra-douce et souple

**Valve anti-coliques**

