



Natural-sutteflaske

- 1 flaske
- 260 ml
- Sut med langsom gennemstrømning
- 1 m+

SCF070/24

Nem at kombinere med amning

Naturlig sut

Vores Natural-flaske med en ultrablød sut minder mere om brystet. Den brede brystformede sut med fleksibel spiraludformning og en komfortabel kronbladsform giver et naturligt greb og gør det nemt at kombinere amning og madning med sutteflaske.

Fordele

Nem at kombinere amning og madning med sutteflaske

- Barnet får naturligt fat på grund af den store, brystformede sut
- Ultrablød sut, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet

En behagelig og tilfredsstillende madning af din baby

- Flexibelt, spiralformet design kombineret med komfortkronblade

Leder luft væk fra babyens mave

- Anti-kolikventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag

Andre fordele

- Der fås sutter med forskellige gennemstrømningshastigheder
- Ergonomisk form for maksimal komfort
- Nem at bruge og rengøre, hurtig og nem at samle
- Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet
- Flasken indeholder ikke BPA*

PHILIPS

Funktioner

Naturlig sut



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Ultrablød sut



Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.

Fleksibelt, spiralformet design



Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.

Anti-kolikventil



Anti-kolikventil, der er designet til at holde luften væk fra babyens mave og dermed reducerer kolik og ubehag.

Vælg den rette sut



Philips Avent Natural-serien har forskellige blødheder af sutter og stigende gennemstrømningshastigheder for hvert af barnets udviklingstrin.

Ergonomisk form



Med sin unikke form er flasken nem at holde og gribe i alle retninger for maksimal komfort, selv for barnets små hænder.

Nem at bruge og rengøre



Bred flaskehals gør opfyldning og rengøring nem. Kun få dele gør det hurtigt og nemt at samle sutteflasken.

Kompatibel med hele serien



Bland og kombiner vores brystpumpe-, flaske- og kopdele, og skab det produkt, der fungerer for dig, når du har brug for det!

Flasken indeholder ikke BPA*



Philips Avent Natural-flasken er fremstillet af BPA-fri* materialer (polypropylen).

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Oprindelsesland

Indonesien Ja

Sut

Ultrablød og fleksibel sut med enestående komfortkronblade
Ja

Anti-kolikventil

Materiale

Flaske Polypropylen
BPA-fri*
Sut Silikone
BPA-fri*

Emballagens mål

Højde 16,60 cm
Bredde 7,10 cm
Dybde 7,10 cm
Nettovægt 0,09 kg
Bruttovægt 0,12 kg
EAN 08710103870074
Antal medfølgende produkter 1
Oprindelsesland ID
Harmoniseret systemkode 392410

Hvad følger med

Sutteflaske 1 stk.

Design

Flaskedesign Ergonomisk form
Bred hals

Yderemballage

Længde 22,60 cm
Bredde 15,40 cm
Højde 17,70 cm
Bruttovægt 0,85 kg
EAN 18710103870071
Antal forbrugeremballager 6

Brugervenlig

Brug af flaske Nem at holde
Nem at samle
Nem at rengøre

Udviklingsfaser

Faser 0-12 måneder

Funktioner

Nem at få fat på Naturlig sut
Let at kombinere bryst og flaske

* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

* Hvad er kolik, og hvordan påvirker det spædbørn? Kolik skyldes delvist, at barnet sluger luft under madningen, hvilket skaber ubehag i barnets fordøjelsessystem. Symptomerne omfatter gråd og klynken.



registrerede til at ændre
2019, juli 12

Version: 5.0.1
EAN: 08710103870074

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com