

# PHILIPS

## AVENT

Chupetes nocturnos

0-3 meses



SCF123/17



## Brillo en la oscuridad

Con una exclusiva anilla que brilla en la oscuridad.

Las tetinas anatómicas, flexibles y simétricas de AVENT respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes AVENT son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.

### **Tetina anatómica**

- Tetina de silicona anatómica

### **Sin olor y sin sabor**

- Tetinas suaves de silicona

### **Higiene**


- Cápsula protectora

### **Seguridad**

- Anilla de seguridad

# Destacados

## Anilla de seguridad



Para quitar fácilmente el chupete Philips AVENT en cualquier momento

## Cápsula protectora



Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad

