

PHILIPS

AVENT

Durchsichtige
Beruhigungsauger

3 bis 6 Monate

SCF124/01



Kiefigerecht

Modernes, transparentes Design.

Die AVENT kiefigerecht geformten, weichen und symmetrischen Sauger sorgen für eine natürliche Entwicklung von Gaumen, Zähnen und Zahnfleisch. Alle AVENT Beruhigungsauger bestehen aus Silikon und sind geruchs- und geschmacksneutral. Änderungen der Farben vorbehalten.

Kiefigerecht geformter Sauger

- Kiefigerecht geformter, symmetrischer Silikonsauger

Geruchs- und geschmacksneutral

- Benutzerfreundliche Silikonsauger

Hygiene


- Aufsteckbare Schutzkappe

Sicherheit

- Sicherheitsring

Besonderheiten

Sicherheitsring



Für ein leichtes Entfernen des Saugers zu jeder Zeit

Aufsteckbare Schutzkappe



Hält sterilisierte Sauger hygienisch sauber

Daten

Ursprungsland

England

Lieferumfang

Silikon Beruhigungssauger: 2 Stck.

Aufsteckbare Schutzkappe: 2 Stck.

Entwicklungsstufen

Entwicklungsstufen: 0 bis 6 Monate

